

# Für die Ersthelfer vor Ort

## Philips HeartStart FRx Defibrillator

Produktinformation

Der Philips HeartStart FRx Defibrillator ist robust, zuverlässig und leicht zu bedienen. Ob bei Polizeieinsätzen, auf dem Sportgelände oder am Arbeitsplatz – der FRx Defibrillator therapiert plötzlichen Herzstillstand infolge von Kammerflimmern und eignet sich dabei auch für schwierige Einsatzbedingungen, denen einige andere Defibrillatoren nicht gewachsen sind.

### Merkmale des HeartStart FRx Defibrillators:

- Anwenderfreundlich. Der FRx basiert auf einer Plattform, die sich in der Praxis durch ihre Unkompliziertheit bewährt hat. Er erteilt HLW-Anleitungen und wird über ein intuitives symbolgesteuertes System bedient. Die ruhigen und deutlichen Sprachanweisungen sind genau auf die Maßnahmen des Ersthelfers abgestimmt und führen Schritt für Schritt durch die Behandlung von Patienten mit plötzlichem Herzstillstand.
- Robust. Der FRx wurde für den Einsatz in der Praxis entwickelt und bleibt auch unter schwierigsten Bedingungen funktionsfähig,

- z. B. bei Kontakt mit Strahlwasser, bei Belastungen bis 227 kg oder nach freiem Fall auf Betonboden aus I m Höhe.
- Vertrauenswürdig. Der HeartStart FRx wird von einer langlebigen (4 Jahre) Batterie versorgt. Der Defibrillator führt täglich, wöchentlich und monatlich automatische Selbsttests durch, die auch den Zustand der Pads überprüfen. Das blinkende grüne Bereitlämpchen zeigt an, dass der FRx den letzten Selbsttest bestanden hat und einsatzbereit ist.
- Sicher. Der HeartStart FRx defibrilliert nur dann, wenn ein defibrillierbarer
  Herzrhythmus vorliegt. Ein weiterer Vorteil ist die wirksame und gleichzeitig schonende SMART-Biphasic-Wellenform von Philips, die als am besten bewährte Therapieform der gesamten Branche gilt.

Der HeartStart FRx Defibrillator verbessert mit seiner innovativen Technologie die Behandlung des plötzlichen Herzstillstands:

Bereits angeschlossene
SMART-Pads II. Sie sparen wertvolle

Zeit, denn die bereits angeschlossenen Pads können bei Erwachsenen und Kindern verwendet werden. Mit den SMART-Pads II haben Sie also keine zusätzlichen Ausgaben mehr für unterschiedliche Pads für unterschiedliche Patientengruppen.

- Kinderschlüssel. Sobald der Kinderschlüssel in den FRx gesteckt wird, erkennt der Defibrillator, dass ein Kleinkind bzw. ein Kind behandelt wird. Der Defibrillator stellt sich selbständig ein, liefert Informationen zur besonderen Platzierung der Pads bei Kindern, passt die HLW-Anweisungen entsprechend an und reduziert die Defibrillationsenergie auf ein angemessenes Niveau.
- **Drahtlose Datenübertragung**. Dank de Palm<sup>®</sup>-Plattform bietet der FRx eine mobile, drahtlose Datenmanagementlösung. Eine Infrarot-Datenschnittstelle ermöglicht eine unkomplizierte Datenübertragung ohne Kabel und ohne Hardware-Kompatibilitätsprobleme.



## Technische Daten

Defibrillator				
Modell (Nummer)	HeartStart FRx Defibrillator (861304)			
Im Lieferumfang enthalten	Defibrillator, Batterie (1), SMART-Pads II (1 Satz), Gebrauchsanweisung Kurzanleitung			
Wellenform	Zweiphasige abgeschnittene Exponentialwellenform. Die Wellenformparameter werden als Funktion der Patientenimpedanz angepasst.			
Energie	Erwachsene:nominell 150 Joule bei einer Belastung von 50 Ohm, (Klein)Kinder:nominell 50 Joule bei einer Belastung von 50 Ohm			
Protokoll	Das Gerät folgt vorgegebenen Einstellungen. Defibrillation und HLW- Protokoll können mit der HeartStart Event Review Software oder der HeartStart Configure Software an individuelle Anforderungen angepasst werden.			
Benutzeroberfläche				
Anweisungen	Detaillierte Sprachanweisungen und visuelle Symbole leiten den Ersthelfer			

Anweisungen durch die Behandlung und passen sich dem Tempo des Helfers an.

Sprachanweisungen für die Herz-Lungen-Wiederbelebung von HLW-Anleitung Erwachsenen und Kleinkindern/Kindern. Außerdem werden akustische Signale für die korrekte Anzahl, Frequenz und Stärke der

Herzdruckmassage und für die Atemspende ausgegeben.

#### Abmessungen und Gewicht

Abmessungen 6 x 18 x 22 cm (H xT x B)

Gewicht Mit Batterie und Pads-Box: 1,5 kg Ohne Batterie und Pads-Box: 1,2 kg

#### Umgebungsbedingungen

Dichtigkeit Strahlwassergeschütztes Gehäuse; Schutzklasse IPX5 gemäß IEC60529

Staubgeschütztes Gehäuse; Schutzklasse IPX5 gemäß IEC60529

Temperatur Betrieb/Standby: 0 - 50 °C

Höhe ü. d. M. 0 bis 4.572 m

Gerät: RTCA/DO-160D; 1997 Luftfahrttauglichkeit

Druckbelastung

Vibration Betrieb: gemäß MILSTD 810F Fig. 514.5C-17, Zufallsvibration; Standby:

gemäß MILSTD 810F Fig. 514.5C-18, gewobbelte Sinusvibration

CISPR II. Gruppe I, Klasse B, Elektromagnetische IEC 61000-4-3 und IEC 61000-4-8 Störfestigkeit

### Patientenanalysesystem

Patientenanalyse Prüft das Patienten-EKG auf einen defibrillierbaren Rhythmus.Als

defibrillierbare Rhythmen gelten Kammerflimmern (VF) und bestimmte ventrikuläre Tachykardien (VT), die mit einem Kreislaufstillstand

Sensitivität/Spezifität Entspricht den DF80-Richtlinien (AAMI) und den AHA-Empfehlungen für

die Defibrillation von Erwachsenen (Circulation 1997;95:1677-1682).

Eine Defibrillation kann nach der HLW-Pause erfolgen, normalerweise Quick-Shock-Funktion

nach 8 Sekunden.

Normalerweise unter 20 Sekunden zwischen den Schocks einer Zykluszeit zwischen Schocks

Schockserie.

Artefakt-Erkennung Hoch entwickelte Signalverarbeitung ermöglicht eine präzise EKG-Analyse selbst bei den meisten bekannten Schrittmacherartefakten und

elektrischen Störungsquellen. Andere Artefakte werden erkannt und  $der\ Defibrillator\ gibt\ Sprachan weisungen\ zur\ Artefaktkorrektur\ aus.$ 

#### Batterie

9 Volt Gleichstrom, 4,2 Ah, langlebige Lithium-Mangandioxid-Тур

Einwegbatterie (Primärzelle)

Mindestens 200 Defibrillationen oder 4 Stunden Betriebsdauer Kapazität

(FN 60601-2-4·2003)

Auf der Batterie ist das Datum angegeben, bis zu dem die Batterie in den Spätestes Einlegedatum

Defibrillator eingesetzt werden kann (mindestens fünf Jahre nach

Herstellungsdatum)

Standby Normalerweise vier Jahre, wenn die Batterie vor dem spätesten

Einlegedatum eingesetzt wurde. (Wenn der AED im Standby-Betrieb innerhalb des angegebenen Standby-Temperaturbereichs aufbewahrt wird.Voraussetzung: keine Einsätze mit dem Defibrillator und die

Durchführung eines Batteriefunktionstests.)

#### SMART-Pads II

Im Lieferumfang enthalten Box für Einmal-Pads mit multifunktionalen Defibrillator-Pads, die vorab

an den Defibrillator angeschlossen werden können.

Kahellänge

Haltbarkeitsdatum Auf der Pads-Box ist das Verfallsdatum (mindestens zwei Jahre nach dem

Herstellungsdatum) angegeben

#### Kinderschlüssel

Funktion Der eingesteckte Schlüssel schaltet den FRx in den pädiatrischen

Betrieb (Reduzierung der Schockenergie auf nominell 50 Joule) und

aktiviert die pädiatrischen HLW-Anweisungen.

#### Schulungs-Pads II

Spezielle Pads aktivieren den Schulungsbetrieb des HeartStart FRx und Funktion

deaktivieren gleichzeitig die Schockfunktion. Es stehen acht

realitätsnahe Übungsszenarien zur Verfügung.

#### Automatische und anwenderaktivierte Selbsttests

Tägliche automatische Selbsttests Prüfen die internen Schaltkreise, das Wellenform-Abgabesystem sowie

den Zustand der Pads und die Batteriekapazität.

Batterie-Einlegetest Nach Einlegen der Batterie werden umfangreiche automatische

Selbsttests zur Betriebsbereitschaft durchgeführt.

#### Datenaufzeichnung und Datenübertragung

Drahtlose Übertragung von Ereignisdaten an einen PC oder ein  $\mathsf{Palm}^{ ext{@}}$ Infrarot

PDA, auf dem ein Softwareprodukt der Event Review-Reihe ausgeführt

Philips Medizin Systeme Studien zu SMART-Biphasic-Wellenformen, alphabetisch nach Autor aufgeführt:

www.medical.philips.com/main/products/resuscitation/products/fr2plus/fr2plus\_resources.html.

Frost and Sullivan, 2005.

Weitere Einzelheiten zum Produkt sind der Gebrauchsanweisung des HeartStart FRx Defibrillators zu entnehmen. Alle Spezifikationen basieren auf einer Umgebungstemperatur von 25 °C, sofern nicht anders

angegeben. Der Defibrillator und seine Zubehörteile sind latexfrei.

Palm ist ein eingetragenes Warenzeichen von Palm, Inc.

#### Philips - richtungsweisende Technologie

Philips ist Marktführer bei öffentlich zugänglichen Defibrillatoren<sup>2</sup> und gilt als erste Wahl bei der Frühdefibrillation. Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Reanimationsprodukten an, das Helfer bei der schnellen und wirksamen Behandlung des plötzlichen Herzstillstands unterstützt, egal wo er auftritt.

#### Nehmen Sie noch heute Kontakt mit Philips auf!

Weitere Informationen zu Philips HeartStart-Defibrillatoren erhalten Sie im Internet unter www.philips.com/heartstart



Philips Medizin Systeme GmbH behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen.

Philips Medizin Systeme ist ein Unternehmen der Royal Philips Electronics.

www.philips.com/heartstart medical@philips.com Fax: +31 40 27 64 887

Philips Medical Systems 3000 Minuteman Road Andover, MA 01810-1085, USA

Gedruckt in den Niederlanden 4522 962 17413/861 \* JUL 2007

