

## DEFIBTECH LIFELINE DEFIBRILLATOREN

Ob für den ungeübten Laienhelfer, den geübten Ersthelfer oder den Profiretter – Defibtech gibt Ihnen die passende Defibrillatorlösung an die Hand, die Ihnen bei Ihrer höchst verantwortungsvollen Aufgabe, maximale Unterstützung bietet.

Die Defibtech Lifeline Defibrillatoren – einzigartig einfach bedienbar, leistungsfähig und betriebssicher. Jetzt auch als Halb- oder Vollautomat, Sie haben die Wahl!



### BEATMUNGSWAHL

Wahlweise kann je nach Situation und Anwender im Menü oder während des Betriebs die Ansage „Beatmung“ abgeschaltet werden



### ZWEISPRACHIG

Während des Betriebs kann der Lifeline VIEW durch Drücken einer Taste die Sprache wechseln.



### BILDFÜHRUNG WIRD ZUM STANDARD BEI DEFIBRILLATOREN

Sprach- und Bildführung durch den kompletten Wiederbelebungsalgorithmus mit hochauflösendem LCD Farbbildschirm und Metronom - ein einzigartiges Plus an Sicherheit in der Anwendung.



### ANALYSETECHNOLOGIE – SCHNELL UND EFFEKTIV

Erkennungswahrscheinlichkeit von 99% für schockbaren Rhythmus, Ladezeit unter 4 Sekunden (Schnellschockabgabe)



### STATUS ÜBERTRAGUNG

Überwachung der Batterie und Elektroden auf Haltbarkeit mit Meldung bei Überschreitung. Der Lifeline VIEW sendet ein Radiosignal des aktuellen Status zur Fernüberwachung des Gerätes



### QUALITÄT

8 Jahre Werksgarantie serienmäßig, neue PMA/FDA Zulassung bereits bestanden, sorgt für höchstes Vertrauen in die Zuverlässigkeit



Defib Deutschland GmbH  
Kaiser-Friedrich-Ring 61  
40547 Düsseldorf  
+49 (0) 211-9753299-0  
info@defibdeutschland.de




LEITFADEN  
FÜR DEN HERZNOTFALL

**1****BEWUSSTLOSE PERSON**

1.1 Laut ansprechen und anfassen.



1.2 Atmung prüfen (sehen, hören, fühlen)



1.3 Notruf absetzen und Defibrillator holen lassen

**2****KOMPRESSIENEN**

2.1 Oberkörper freimachen




2.2 Sofort mit Kompressionen beginnen

**5 – 6 CM  
TIEF DRÜCKEN  
100 – 120 X  
PRO MIN.**

**3****DEFIBRILLATOR TRIFFT EIN**

3.1 Zum Einschalten grüne Taste drücken



3.2 Elektroden aus rückseitigem Fach entnehmen

3.3 Elektroden befestigen

**4****SCHOCK ABGEBEN**

4.1 Nach Aufforderung Patienten nicht berühren



4.2 Anweisungen des Defibrillators folgen und nach Aufforderung Kompressionen wie in Abb. 2 dargestellt fortsetzen