

Defibrillator Schutzschrank Innenaufstellung



Defibrillator Schutzschrank Typ MKA-102

Dieser Schutzschrank wurde speziell für die sachgerechte Unterbringung von Defibrillatoren im Innenbereich entwickelt.

Besonders an Orten, die öffentlich zugänglich sind, wird der Defibrillator vor Entwendung geschützt, da sich die Entriegelung hinter einer Sollbruchglasscheibe befindet. Durch die Notfallöffnung ist der Defibrillator jedoch jederzeit einfach zugänglich.

Zusätzlich enthält der Schrank eine Alarmvorrichtung, die beim Öffnen der Tür auslöst. Integriert ist auch eine Schiene zum Einbau der Wandhalterung MAC-B100 für Lifeline AED bzw. MAC-B100V für Lifeline VIEW AED.

Eigenschaften:

- Riegelbetätigung hinter Dünnglasscheibe
- Öffnung mit Schlüssel für Revisionszwecke
- Staubdicht und Spritzwassergeschützt
- Alarmvorrichtung

Technische Daten:

- Material Stahlblech verzinkt
- Farbe reinweiß RAL 9010, pulverbeschichtet
- Türscharniere aus Edelstahl
- Schiene für AED Halterung
- Inkl. Schlüssel
- Inkl. Wandbefestigungssatz
- Dim.: BxHxT [cm]: 40x40x20
- Bestellnr. MKA-102



defibtech