

FORA[®] 6 Teststreifen



Blutzucker Teststreifen	
PZN	13569799
Enzym	GDH-FAD
Erforderliche Blutmenge	0,5 µl
Messdauer	5 Sekunden
Messbereich	10 ~ 600 mg/dl (0,55 ~ 33,3mmol/l)
Hämatokrit-Bereich	0 ~ 70%



BG-HCT-HB*	
PZN	15246758
Enzym	GDH-FAD
Erforderliche Blutmenge	0,5 µl
Messdauer	5 Sekunden
Messbereich	BG: 10 ~ 600 mg/dl HB: 0 ~ 23,8 g/dl
Hämatokrit-Bereich	0 ~ 70%

*Blutzucker (BG)-, Hämatokrit (HCT)-und Hämoglobin (HB)-Teststreifen



β-Ketone Teststreifen	
PZN	17668386
Enzym	β-Hydroxybutyrate Dehydrogenase
Erforderliche Blutmenge	0,8 µl
Messdauer	10 Sekunden
Messbereich	0,8 ~ 8,0 mmol/l
Hämatokrit-Bereich	10 ~ 70%



Gesamtcholesterin Teststreifen	
PZN	17668400
Enzym	Cholesterol esterase Cholesterol oxidase
Erforderliche Blutmenge	3,0 µl
Messdauer	60 Sekunden
Messbereich	100 ~ 400 mg/dl
Hämatokrit-Bereich	20 ~ 60%



Harnsäure Teststreifen	
PZN	17668417
Enzym	Harnsäurekatalysator
Erforderliche Blutmenge	1,0 µl
Messdauer	15 Sekunden
Messbereich	3 ~ 20 mg/dl
Hämatokrit-Bereich	20 ~ 70%

