

FORA Pro-Fine Sicherheits-Pen-Nadeln

30G x 5mm / 100 St. - PZN: 17930039
30G x 8mm / 100 St. - PZN: 17930045


- Die Kappe wird nach der Injektion automatisch verriegelt, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden
- Steril, feine Nadel
- Einmaliger Gebrauch



30G x 5 mm
(100 Pen-Nadeln)



30G x 8 mm
(100 Pen-Nadeln)




Dreifach
abgeschrägte Spitze



40-fache
Vergrößerung

Präziser Schliff



Zweischichtige
Silikonbeschichtung



Abziehbare Lasche

