

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



NRM2820 Mascherina facciale tre strati – (EN 14683 Tipo I)

NRM2820 Three-layer face mask – (EN 14683 Type I)



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Indicazioni <i>Indications</i>	Mascherina facciale tre strati – monouso <i>Three-layer face mask– disposable</i>
Materiale mascherina <i>Mask material</i>	Tessuto-non-tessuto medicale <i>Medical non-woven fabric</i>
Materiale anse auricolari <i>Ear loops material</i>	Tessuto-non-tessuto medicale <i>Medical non-woven fabric</i>
Tipologia <i>Type</i>	3 strati <i>3 layers</i>
Taglia <i>Size</i>	Adulti: 17.5 x 9.5cm <i>Adults: 17.5 x 9.5cm</i>
Peso <i>Weight</i>	3 strati:20g+20g+25g/20g+25g+25g <i>3 layers:20g+20g+25g/20g+25g+25g</i>
Colore <i>Colour</i>	Blu <i>Blue</i>
Conformità alle Normative <i>Regulatory compliance</i>	Direttiva 93/42/CEE. Dispositivo Medico in Classe I. EN 14683:2019 (Maschere facciali a uso medico. Requisiti e metodi di prova). Tipo I <i>Directive 93/42/CEE. Class I Medical device.</i> EN 14683:2019 (Face masks for medical use. Requirements and test methods). Type I

CONFEZIONAMENTO / PACKAGING

Confezionamento <i>Packaging</i>	50 pezzi per busta <i>50 pcs per pouch</i>
Conservazione <i>Storage</i>	Temperatura: 0 - +40°C, umidità relativa (RH): 20% - 80% <i>Temperature: 0 - +40°C, relative humidity (RH): 20% - 80%</i>
Scadenza <i>Expires</i>	2 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione. Prodotto non sterile. <i>2 years from the production date indicated on the package. Non sterile product.</i>

DESCRIPTION

<ul style="list-style-type: none"> • Resistente ai fluidi, antipolvere, antivento, mantiene il calore • Buona traspirazione • Nasello regolabile, morbido, leggero • Pressione delicata sulla pelle • Il prodotto è privo di lattice 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fluid resistant, dustproof, windproof, maintains heat</i> • <i>Good transpiration</i> • <i>Adjustable nose piece soft and light</i> • <i>Gentle pressure on the skin</i> • <i>The product is latex free</i>
---	--