

WEINMANN Emergency - NEUHEIT **NIV-Premium-Beatmungsmasken**

Medi ♦

Ihr Partner
in Sachen
Notfallmedizin


Health-tec®

CARE

www.health-tec.de

Ab sofort lieferbar!

Die neuen Einweg-Premium-Beatmungsmasken ermöglichen eine hochwertige NIV-Therapie von der Präklinik bis in die Klinik.

Größe S

WM 20717



(Totraumvolumen: 80 ml)

Größe M

WM 20718



(Totraumvolumen: 110 ml)

Größe L

WM 20719



(Totraumvolumen: 145 ml)

Premiumkomfort und größere Dichtigkeit während der CPAP-Beatmung!

- Durch weiche und bereits einsatzbereite Kopfbänderungen wird ein hoher Patientenkomfort gewährleistet, inkl. Druckentlastung auf der Nase
- Der Kinnhalter sorgt für eine größere Dichtigkeit der Masken
- Die Maske wird bei der Anwendung durch den CPAP-Druck an das Gesicht des Patienten gedrückt
- Herstellung ohne Naturkautschuklatex (beugt mögliche Allergien vor)
- Eindeutige Farbkodierung der Größen und aufgedruckte Messanweisungen, schnelle Auswahl der passenden Beatmungsmasken
- Ab 30 KG Patientengewicht einsetzbar

- Die Masken sind einzeln oder in 10er-, 40er Set´s erhältlich -

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Für Rückfragen erreichen Sie unseren Vertrieb telefonisch unter 0511 978101- 60 von 08:00 bis 16:30 Uhr (montags - freitags).

MediCARE Biomedizintechnik GmbH • Lohkamp 50/51 • 30855 Langenhagen

Telefon: 0511 978101- 60 • Fax: 0511 978101- 89 • Mail: info@health-tec.de • Homepage: www.health-tec.de