

B.Braun Vasco® Protect blue

Der Handschuhe mit antimikrobiellen Eigenschaften!

Zusätzlich zu der normalen Barrierefunktion eines Handschuhs bietet der "Protect blue" einen aktiven Schutz vor grampositiven Bakterien (inklusive MRSA und VRE).

Medi ♦

Ihr Partner
in Sachen
Notfallmedizin

CARE



Health-tec

www.health-tec.de



Artikel-Nr.: 89A-92033xx
VE-Preis (200 Stk.): 9,95€ (zzgl. MwSt.)

EG Zertifikate und angewandte Standards:
Gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG
EN 455 1-4, ISO 11193, EN 374-5, ISO 16604

- mit Rollrand
- texturierter Fingerbereich
- Puder- und latexfrei
- beidhändig tragbar
- aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) gefertigt


- Erhältlich in den Größen XS, S, M, L, XL -

Ein zusätzlicher Baustein als "Farbstoff" zur Prävention von Keimübertragungen:

Die antimikrobielle Wirkung wird durch einen Farbstoff vermittelt, der fest in die Außenseite des Handschuhs eingebettet ist.

Der Farbstoff katalysiert unter Beteiligung von Licht und Luftsauerstoff automatisch die Bildung von Singulett Sauerstoff.

Dieser Singulett Sauerstoff greift die Zellmembranen von grampositiven Bakterien an und führt so zum Absterben der betroffenen Mikroorganismen (Bakterien).



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Für Rückfragen erreichen Sie unseren Vertrieb telefonisch unter 0511 978101- 60 von 08:00 bis 16:30 Uhr (montags - freitags).

Bitte senden Sie uns ein **unverbindliches Angebot** zu den o. g. Produkt an folgende Anschrift:

Rechnungsanschrift:

Firma	
Name	
Straße	
PLZ/Ort	
Tel.	
E-Mail	

Lieferanschrift (falls von Rechnungsanschrift abweichend):

Firma	
Name	
Straße	
PLZ/Ort	

Hinweise hinsichtlich Ihrer Rechte zum **Datenschutz** finden Sie auf unserer Homepage unter: www.health-tec.de/dsgvo bzw. unter www.health-tec.de/datenschutzerklaerung.

MediCARE Biomedizintechnik GmbH • Lohkamp 50/51 • 30855 Langenhagen

Telefon: 0511 978101- 60 • Fax: 0511 978101- 89 • Mail: info@health-tec.de • Homepage: www.health-tec.de