



Inkubatortrage Convertible

Nach EN 1789:2007+A2:2014 getestet



TG1000CV

KARTSANA powerBRAVA "CONVERTIBLE", mit Wanne

**Vielfache Einsatzmöglichkeiten: Inkubator Transport,
Patiententransport, fähig 4-Punkt-DIN-Tragen auf zu nehmen**

- V2A-Wanne, für einfache Reinigung
- Halterung für Inkubatorgestelle von Hissin (P1) und MedCare Vision (NeoSavell) (optional) (EN 1789:2007+A2:2014)
- Halterung für Inkubatorgestell von Hissin (P2) (optional) (EN 1789:2007+A2:2014)
- Möglichkeit zum Anbringen einer Halterung für unsere abnehmbare Obertrage MTR120 (optional) (EN 1789:2007+A2:2014)
- 4-Punkthalterung für DIN-Tragen 13025 und 13024 im Katastrophenfall montierbar(optional)